

### Používání

Taffix™ se používá na ochranu před viry a alergeny šířícími se vzduchem. Výdej nosního spreje Taffix™ není vázán na lékařský předpis.

### Indikace

Nosní sprej (prašek) Taffix™ je určený pro použití v oblasti nosní dutiny jako ochranná mechanická bariéra proti alergénům a virům.

### Co je to Taffix™?

Taffix™ se používá na blokování virů, které by mohly proniknout do dýchací soustavy a způsobit infekci, už v nosní dutině.

V laboratorních studiích byla prokázána vysoká účinnost Taffixu při blokování několika respiračních virů postihujících dýchací soustavu, včetně SARS-CoV-2.

Na ochranu před viry šířícími se vzduchem je potřeba použít Taffix™ před vstupem do vysoce rizikových prostředí s možným výskytem virů ve vzduchu, jako například na veřejnosti (supermarkety, lékárny, školy, sportovní kluby, letadla atd.) nebo při setkání s kýmkoliv, kdo není členem vaší domácnosti. Taffix™ se může aplikovat až 3-krát denně.

### Jak Taffix™ funguje?

Taffix™ je práškový nosní sprej, prašek se v nose změně na gel, který vytvoří aktivní ochrannou bariéru, bránící průniku virů šířených vzduchem, které se často nacházejí v otevřených prostorech, letadlech, vlacích, velkých nákupních centrech a veřejné dopravě.

Jestliže je potřeba současně použít i jiný nosní sprej, je nutné Taffix™ aplikovat znovu, aby nedošlo k narušení vytvořené bariéry.

Taffix™ lze používat jako doplněk k jiné léčbě, jako součást kombinované léčby v boji proti virům. Například lze Taffix™ používat jako doplněk k nošení ochranné roušky a ochranných rukavic. Taffix™ není lék a nezpůsobuje ospalost.

### Kdo může používat Taffix™?

Taffix™ je vhodný pro dospělé, sportovce a děti od 12 let.

### Kontraindikace:

- Jste-li přecitlivělí na celulózu, kyselinu citronovou nebo benzalkónium chlorid, tento produkt nepoužívejte.
- Před použitím spreje Taffix™ u dětí mladších 12 let, u těhotných nebo kojících žen se poraďte s lékařem.

### ⚠ Upozornění:

- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti ani po uplynutí 6 měsíců od prvního otevření – podle toho, co nastane dřív.
- Abyste zabránili kontaminaci, nepoužívejte tento výrobek pro více než jednu osobu.
- Smí se používat nejvýše třikrát denně.
- Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
- Zamezte kontaktu s otevřenými ranami.
- Zamezte kontaktu s očima. Jestliže se vám prašek dostane do očí, vypláchněte je vodou.
- Lahvičku neoplachujte vodou ani žádnou jinou tekutinou, protože hrozí ucpání.
- Nepoužívejte, pokud je bezpečnostní

těsnění viditelně poškozené. Lahvičku vždy uzavřete uzávěrem.

- Uchovávejte velmi málo alergických reakcí na tento produkt. Většina přijatých hlášení uváděla ucpaný nos, rymu, kýchání, bolest v krku. Jestliže zaznamenáte reakce závažnější než tyto, je potřeba okamžitě přerušit užívání produktu a pokud příznaky přetrvávají, poraďte se se svým lékařem.
- Pamatujte, že máte lahvičku stlačit jen jemně, aby nedošlo k nadměrnému uvolnění prášku.
- **Jak uchovávat Taffix™?**
  - Uchovávejte při pokojové teplotě nebo při teplotě od 5 °C do 30 °C (41°F do 86°F).
  - Neuchovávejte v lednici ani v mrazničce.

### Jak používat Taffix™?

Na ochranu před viry šířícími se vzduchem aplikujte Taffix™ maximálně třikrát denně, abyste si udrželi ochrannou bariéru proti virům.

**Pamatujte si – lahvičku Taffix™ nemůže používat více lidí. Svou lahvičku si označte a zamezte jejímu zpřístupnění jiným osobám, aby nedošlo k případnému přenosu virů nebo jiných patogenů.**

Lahvička Taffix™ obsahuje 1000 mg prášku (přibližně 200 vstříků). Po aplikaci začne být Taffix™ účinný už po jedné minutě a účinkuje přibližně 5 hodin.

Než začnete používat Taffix™ – můžete si vyzkoušet jemně stlačení lahvičky namířené směrem do vzduchu, načež postupujte podle návodu k použití.

### Jak připravit nové balení Taffixu k použití?

- Vyjměte nový nosní sprej Taffix™ z obalu a otevřete uzávěr.
- Protřepete obsah lahvičky Taffix™.
- Vyzkoušejte sprej dvěma výstřiky do vzduchu.
- Taffix™ je teď připraven k použití.



### Jak používat Taffix™?

Při aplikaci spreje Taffix™ vždy postupujte podle níže uvedených pokynů.



Aplikujte 1 až 2 vstřiky do každé nosní dírky

Při prvním použití můžete v nose pocítit mravenčení nebo pálení, zejména je-li nosní sliznice citlivá nebo zanícená.

Možná také pocítíte určité podráždění, zejména jestliže jsou vaše nosní membrány už zanícené anebo podrážděné. Tento pocit rychle ustoupí. Někteří jednotlivci mohou pocítit mírnou citlivost nebo ucpaný nos. Je to normální a je to pocit bariéry vytvořené Taffixem. Jestliže pociťujete neustupující nepohodlí, můžete si nos vymývat teplou vodou, dokud nepocítíte úlevu. Jestliže po aplikaci Taffixu pocítíte značné nepohodlí, poraďte se se svým lékařem.

Lahvičku s Taffixem smí používat jen jedna osoba. Používání lahvičky více osobami je vystavuje riziku infekce!!

**Chemické složení:** hypromelóza (HPMC) (89,9 %), kyselina citronová (6 %), citronan sodný (4 %), benzalkónium chlorid (0,1 %) a mentol (< 0,1 %).

**Taffix™ se vyrábí ve více velikostech balení, ale ne všechny velikosti jsou uvedeny na český trh:**

- [REF] 1841600 Taffix™** - 1 lahvička obsahující 1 g prášku
- [REF] 1841602 Taffix™ Travel** - 1 lahvička obsahující 0,7 g prášku
- [REF] 1841603 Taffix™ Family** - 4 lahvičky po 1 g prášku Taffix™ ( [REF] 1841600)



**Nasus Pharma Ltd.**

Harakevet 29 Tel Aviv, 6181306, Izrael

Tel: +9723-573-6632

Fax: +9723-573-6664

Email: info@nasuspharma.com

Web: www.nasuspharma.com

Vyrobeno v Izraeli

Dovozce: CANDE CZ s.r.o.

Skořepka 1058/8, 110 00 Praha 1,

Česká republika

Web: www.taffix.cz

**CE** Registrační číslo v Izraeli  
MOH (AMAR): 33010001

**[EC REP] Mdi Europa GmbH**  
Langenhagener Str. 71, D-30855  
Langenhagen, Německo  
Tel: +49 511 39089530  
Email: info@mdi-europa.com  
Web: mdi-europa.com

### Slovník symbolů:

	Výrobce
	Značka CE označující, že zařízení je v souladu se směrnicí rady 93/42/ES (MDD)
	Pozor, prostudujte si průvodní dokumenty
	Přečtěte si návod k použití
	Číslo šarže
	Katalogové číslo
	Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství
	Nepoužívejte, pokud je balení poškozené
	Minimální a maximální skladovací teploty
	Chraňte před slunečným světlem
	Konec doby použitelnosti (ve formátu: RRRR-MM)
	Uchovávejte v suchu